



# CareBird

ケアバード

今すぐ使える簡単見守りセンサー



※この製品は(公社)かながわ福祉サービス振興会の介護・生活支援ロボット認証を取得した製品です。



※バイタルセンサーおよびCareBirdは医療機器ではありません。  
 検知する呼吸数・脈拍数は変化を把握するための目安です。  
 ※離床センサー:TAISコード01461-000001、01461-000002



助成金  
対象

# 非接触バイタルセンサーとクラウドを活用して 施設・在宅での職員や家族の介護負担を軽減する



居室内の利用者様の「入眠・  
覚醒・上体起こし・離床」をバイ  
タル参考値「脈拍数・呼吸数」を  
一目で確認していただけます。

- 専用の表示機器は不要
- LINEやメールへの通知可能
- 通知音の変更可能
- 施設外でも確認可能



## CareBirdの特徴

- 日本中で確認できる
- 常に最新の状態で使える
- アカウントを振り分け可能
- 設定や調整を遠隔サポート
- エアマットにも使える
- ペースメーカーも使える
- 小さくて非常に軽い



# CareBirdをより快適に使っていただくために

対象者の状態に応じて3種類の使い分けを出来ます!



ベッドセンサー報知あり(上体|活動低下)  
上体起こしと異常・離床で発報します。

転倒  
防止

行動  
把握

徘徊  
対策



ベッドセンサー報知あり(活動低下)  
異常・離床でのみ発報します。

看取り

バイタル  
管理

睡眠導入剤  
効果測定



ルームセンサー報知あり(活動低下)  
異常・離床でのみ発報します。

徘徊  
対策

室内  
異常対策



## CareBirdは、こんなときに役立ちます

生活リズム  
の把握に

看取り期の  
見守りに




利用者の  
転倒防止

在宅での  
見守りに

# CareBirdの設置と通知イメージ

ベッドタイプ

ルームタイプ



起き上がりや離床、バイタル異常を検知して  
LINEやメール、ポップアップ、ナースコールで気づきを提供!

取扱に関するお問合せ先

【取扱代理店】  
株式会社テクニー大阪  
〒550-0001  
大阪府大阪市西区土佐堀1丁目6-20 新栄ビル 10F  
TEL:06-6448-8900 FAX:06-6448-7878  
<https://www.techny-osaka.co.jp/>

TECHNY OSAKA  
Technique & Harmony

【開発元】

三昌商事株式会社  
〒222-0033  
神奈川県横浜市港北区新横浜3-9-5 新横浜第3東昇ビル  
<https://carebird-portal.com/>

SANSHO

介護保険  
適応



Wi-Fi  
不要



Cloud

クラウド上記録が  
残るので安心



情報共有OK



医療部門・介護部門  
ケアマネージャー・家族様など

デモ使用可能

(1週間程度)

FREE

ナースコール  
との連動可能



現在

キャンペーン期間中

通信費 無料！！

資料請求・デモ導入  
などご用命は  
下記をお願いいたします



フィリアルサルヴェーション 尾崎  
TEL：080-8321-8198  
Email：m.ozaki@filial.jp

株式会社filial

大阪府東大阪市西鴻池町2-1-40

<取り扱い>

フィリアルサルヴェーション

大阪府指定事業所番号 2772408643

住所：大阪府枚方市長尾宮前1-1-5-202

TEL：072-859-8833 FAX:072-859-8855

担当者：尾崎 学

